



№	НАЙМЕНУВАННЯ	ПРИЗНАЧЕННЯ	ГРН
<b>АПАРАТИ ДЛЯ МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ, ФІЗИОТЕРАПІЇ І КУРОРТОЛОГІЇ</b>			
1	Апарат для фізіотерапії комбінований <b>MIT-11</b> Модель «Фізіо»	Терапія низькочастотним (44 кГц) ультразвуком і низькочастотним магнітним полем в поєднанні з оптичним потоком червоного чи інфрачервоного (синього) діапазонів спектра на терапевтичних резонансних частотах (0,1-99 Гц + зміна частоти 1-10 и 10-100 Гц). <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ додатково випромінювач внутрішньопорожнинний магнітолазерний ІЧ (гінекологія чи урологія) (120 мВт)</li> <li>➤ УЗ випромінювач 44 кГц</li> <li>➤ додатково вібрмодуль для мікродермабразії і вібромасажу</li> <li>➤ насадка для пілінгу (15 мм)</li> <li>➤ насадка для пілінгу (35 мм)</li> <li>➤ насадка для мікродермабразії</li> </ul>	59920 17334 19902 24540 3210 4601 2568
2	Апарат для фізіотерапії багатофункціональний <b>Модель MIT-MT (МЛТ)</b>	Апарат для зональної фізіотерапії з використанням магнітного поля і оптичного потоку червоного чи інфрачервоного (синього) діапазонів спектра на терапевтичних резонансних частотах органів і систем. <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ додатково МЛ-індуктор</li> <li>➤ комплект матраців (комплект 4 шт., 1матрац – 27 см*56 см)</li> <li>➤ додатково випромінювач червоний (35-50 мВт)</li> <li>➤ додатково випромінювач інфрачервоний (100-150 мВт)</li> <li>➤ додатково випромінювач червоний для надвеного опромінювання крові</li> </ul>	22470 5992 12412 9202 9202 6313
3	Апарат для фізіотерапії багатофункціональний <b>Модель MIT-MT</b>	Терапія низькоінтенсивним імпульсним магнітним полем і магніто-квантовим впливом на терапевтичних резонансних частотах органів людини (4 матраца + 2 індуктора (МЛТ)).	34775
4	Апарат для електролікування «MIT-ЕФ2» (двоканальний)	Апарат для виконання електрофорезу в імпульсному чи гальванічному режимі + девіація частоти, електросну, електроанальгезії і інтерференцтерапії. <ul style="list-style-type: none"> <li>• електрод</li> <li>• провід з'єднувальний</li> </ul>	20651 180 420
5	Апарат для електролікування «MIT-ЕП2»	Апарат для виконання процедур електросну, транскраніальної мікрополяризації з метою корекції тривожностей та безсоння/ Застосування на практиці методів транскраніальної мікрополяризації потребує проходження навчання (у вартість приладу не входить) <ul style="list-style-type: none"> <li>• електрод</li> <li>• провід з'єднувальний</li> </ul>	41302 180 420
6	Апарат для електролікування «MIT-ЕФ» (одноканальний)	Апарат для виконання гальванізації та електрофорезу в імпульсному та постійному режимі. <ul style="list-style-type: none"> <li>• електрод</li> <li>• провід з'єднувальний</li> </ul>	8560 180 420
7	Апарат для міостимуляції «АЕСТ-01»	Апарат для виконання стимуляції м'язів тіла, виконання лімфодренажа і електроліполізу жирової тканини <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 2-х канальний</li> <li>➤ 8-ми канальний</li> <li>➤ електрод</li> <li>➤ провід 1 кан для 8-канального апарату</li> <li>➤ фіксатор 30 см</li> <li>➤ фіксатор 50 см</li> <li>➤ фіксатор 60 см</li> <li>➤ фіксатор 100 см</li> </ul>	23005 32528 180 420 200 250 320 420

Ціна вказана в гривнях з урахуванням ПДВ та дійсна з 01.10.2024 р.

м.Київ, вул. Бориспільська 9, споруда ЗЖ, літера Х

Тел: +380 95 764 89 91, сервіс: +380 96 753 55 55

E-mail: [nmc.medintex@gmail.com](mailto:nmc.medintex@gmail.com), <http://www.medintex.com>.

**Відправка апаратури: самостійний вивіз чи за рахунок покупця.**



8	<b>НОВИНКА!</b> Апарат для електролізування «МІТ-ПЛАЗМА»	Призначений для проведення процедури трансдермального введення аутоплазми крові методом електрофорезу (ЕФАК). Стимуляція процесів регенерації ран, що виникають в результаті аутоімунних захворювань та довго не гояться, травматичних пошкоджень, у разі облітеруючих захворювань периферичних судин. - Запобігання виникненню гіпертрофічних та келоїдних рубців. - Запобігання розвитку посттравматичних та післяопераційних шкірно-сухожилкових контрактур. - Прискорення процесів регенерації всіх шарів шкіри після аутодермопластики (повношаровим або розшарованим лоскутом). - Попередня стимуляція тканинних фібробластів реципієнтної зони перед виконанням мікросудинної пересадки складного комплексу тканин. - Скорочення періоду регенерації периферичних нервових волокон внаслідок перенесеної травми чи виконаної нейропластики. - Впровадження методу в реконструктивну та пластичну хірургію. Детально про метод ЕФАК можна ознайомитися за посиланням: <a href="http://www.electroplazmaforez.com.ua">www.electroplazmaforez.com.ua</a>	60883
9	Апарат для приготування синглетно-кисневої суміші <b>МІТ-С</b>	Застосовується для приготування синглетно-кисневої суміші (коктейлів і насичення питної чи мінеральної води СКС) і проведення інгаляцій. • Одноканальний • Двоканальний • Титановий розпилювач • Маска для інгаляцій	21079 26322 150 160
10	Апарат для приготування синглетно-кисневих коктейлів <b>МІТ-С</b>	Застосовується для приготування синглетно-кисневих коктейлів і пінок • Одноканальний • Двоканальний • Фетровий розпилювач для 2 кан • Титановий розпилювач для 1 кан	32100 42372 35 420
11	Апарат для гідролазерного вакуумного магнітного масажу <b>СВД-01</b>	Застосовується для фізіотерапії з використання гідролазерного вакуумного магнітного масажу • Одноканальний (ЛВ ЧР) \ • Двоканальний (ЛВ ІЧР – 2 лійки)	30000 42480
12	Апарат «ПОС-1» для приготування збагаченої озоном пароводяної суміші	Апарат «ПОС-1» для приготування пароводяної суміші, що містить озон, призначений для профілактики інфекційних (вірусних) захворювань і зниження інфекційного навантаження, методом або розпиленням пароводяної суміші, збагаченою озоном! Апарат «ПОС-1» призначений для застосування для дезінфекції кімнат, обладнання, санітарно-технічного обладнання, посуду, білизни, продуктів харчування, дезінфекції води, предметів постійного вжитку, одягу; доцільне використання в польових умовах: для обробки і знезараження місць перебування військових в умовах неможливості дотримання санітарних правил і норм, для профілактики поширення ГРВІ серед колективів, особового складу бригад в місцях тимчасової або постійної дислокації; для дезінфекційної обробки води в польових умовах.	7800

Ціна вказана в гривнях з урахуванням ПДВ та дійсна з 01.10.2024 р.

м.Київ, вул. Бориспільська 9, споруда ЗЖ, літера Х

Тел: +380 95 764 89 91, сервіс: +380 96 753 55 55

E-mail: [nmc.medintex@gmail.com](mailto:nmc.medintex@gmail.com), <http://www.medintex.com>.

**Відправка апаратури: самостійний вивіз чи за рахунок покупця.**



13	<p><b>НОВИНКА!</b> Апарат для гіпербаричної оксигенації пароводяною озоновмісною сумішшю модель «ПОС-1»</p>	<p>Апарат медичного призначення розроблений для проведення гіпербаричної оксигенації озоновмісною сумішшю з метою санації обширних післятравматичних, в тому числі гнійно-некротичних дефектів м'яких тканин від клостридіальної та резистентної до антибіотиків мікрофлори. Детально про метод гіпербаричної оксигенації пароводяною озоновмісною сумішшю (ГООС) можна ознайомитися за посиланням: <a href="https://ozonclinic.com.ua/">https://ozonclinic.com.ua/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Чохол для проведення гіпербаричної оксигенації озоновмісною сумішшю тип 1 (75x45 мм) 20</li> <li>• Чохол для проведення гіпербаричної оксигенації озоновмісною сумішшю тип 2 (105x50 мм) 25</li> <li>• Резинка фіксатор тип 1 (довжина 30 мм) 200</li> <li>• Резинка фіксатор тип 2 (довжина 50 мм) 250</li> </ul>	10700
<b>КОСМЕТОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ</b>			
14	<p><b>НОВИНКА!</b> Апарат для догляду за шкірою обличчя та тіла «ELIT face&amp;body»</p>	<p>Апарат для догляду за шкірою обличчя та тіла в домашніх умовах «ЕЛІТ-1 face&amp;body».</p> <p>Залежно від методики впливу, дозування і використання косметичних засобів апарат дозволяє виконувати наступні косметологічні процедури:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- безін'єкційну мезотерапію (електропорацію);</li> <li>- пілінг;</li> <li>- лімфодренаж, тонізацію, стимуляцію;</li> <li>- міопластику</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Електрод із струмопровідної гуми (пасивний) 180</li> <li>• Електрод круглий активний D40 2520</li> <li>• Електрод роликівий 2310</li> <li>• Моноелектрод конусний 1940</li> <li>• Електрод конусний 1600</li> <li>• Гель електропровідний 250 мл 175</li> <li>• Провід з'єднувальний 180</li> <li>• Фіксатор пасивного електроду 200</li> </ul>	8500
15	<p>Апарат для фізіотерапії комбінований <b>MIT-11</b> Модель «Космо» (Косметологічний комбайн)</p>	<p>Використовується для комплексних програм догляду за обличчям та тілом. В апараті запрограмовані режими впливу. Апарат забезпечує виконання наступних процедур: УЗ-пілінг, УЗ-форез, магніто-фотостимуляція, мікродермабразія і вібромасаж.</p>	65700
16	<p>Апарат для мікрострумової терапії «МВТ-01 МТ»</p>	<p>Апарат із доглядом за обличчям, як в професійних, так і в домашніх умовах</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Мікроструми+фотоактивація 16830</li> <li>• Мікроструми 13260</li> <li>• Додатковий роликівий електрод 2310</li> <li>• Додатково електрод з електропровідної гуми + фіксатор для руки 330</li> </ul>	
17	<p>Апарат для міостимуляції <b>АЕСТ-01</b> (для обличчя)</p>	<p>В результаті проведення процедури міостимуляції відбувається тренування м'язів, усувається підвищена рухливість мімічних м'язів, ознаки втоми шкіри і птозу тканин, зменшуються набряки, відбувається корекція овалу обличчя і ефект омолодження</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Електрод (1 шт) 65</li> <li>➤ Гель електропровідний 250 мл 175</li> </ul>	18804
18	<p>Масажер вакуумний <b>МВТ-01</b></p>	<p>Апарат призначений для виконання баночного вакуумного масажу, лімфодренажу, корекції фігури і ваги. Додатково насадка, яка виконує одночасно вакуумний масаж і магнітотерапію.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ з одним магнітним роликом 1400</li> <li>➤ з трьома магнітними роликами №1 (АБС-пластик, ) 1950</li> <li>➤ з трьома магнітними роликами №2 (склопластик) 3850</li> <li>➤ додаткова насадка для масажу 1 шт. 48-280</li> </ul>	7620

Ціна вказана в гривнях з урахуванням ПДВ та дійсна з 01.10.2024 р.

м.Київ, вул. Бориспільська 9, споруда ЗЖ, літера Х

Тел: +380 95 764 89 91, сервіс: +380 96 753 55 55

E-mail: [nmc.medintex@gmail.com](mailto:nmc.medintex@gmail.com), <http://www.medintex.com>.

**Відправка апаратури: самостійний вивіз чи за рахунок покупця.**





**ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ МЕНТАЛЬНИХ СТАНІВ (під замовлення)**

21	Комплекс психосоматичної корекції і релаксації «Леля»	Комплекс «Леля» призначений для релаксації та емоційного розвантаження у людей зі стресами, неврозами, депресіями та розладом сну. Дана модель дозволяє виконувати релаксацію за рахунок поєданого впливу аудіо-візуальної корекції із стимуляцією мікрострумовими імпульсами. Таке сполучення факторів дає змогу підібрати максимально комфортні та індивідуальні умови для релаксації.  Додатково: • синглетно-киснева терапія.	86000  21079
22	Апарат для фізіотерапії багатофункціональний «WIT-MT» комплекс «ЖИВА»	Комплекс «ЖИВА» призначений для релаксації та психосоматичної корекції у пацієнтів зі стресами, неврозами, депресіями та іншими розладами ментального здоров'я. Дана модель дозволяє виконувати процедури поєданого впливу аудіо-візуальної корекції із стимуляцією резонансним імпульсним магнітним полем. Таке сполучення синергічних лікувальних факторів дає змогу реалізувати максимально індивідуалізовану комплексну лікувальну програму.  Додатково: • синглетно-киснева терапія.	140000  21079
23	Апарат для фізіотерапії багатофункціональний «WIT-MT» з світлоакустичним модулем «Тара»	<b>Модуль «ТАРА»</b> призначена для релаксації та психосоматичної корекції у пацієнтів зі стресами, неврозами, депресіями та іншими розладами психіки.	47 936

**БАЛЬНЕОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ (під замовлення)**

24	<b>Вихрова ванна</b> для ніг «КУПАВА»	Вплив струменем води і повітря, що надходять з форсунок, розташованих з боків ванни + фотоактивація і магнітотерапія	144 000
25	<b>Душова кафедра</b> «MIT-BK»	Для змішування і подачі води (душ Шарко) Додатково: • циркулярний • висхідний	88000  договірна договірна
26	<b>Ванна Вулкан</b>	Бальнеологічна ванна з гідромасажем та інш. факторами впливу. Корисний об'єм ванни - 200 л. Габаритні розміри, мм - 2070x840x830.	Потребує уточнення
27	<b>Тангентор</b>	Пристрій для виконання підводного гідромасажу за допомогою водного струменя високого тиску.	57 000

**ІНШЕ ОБЛАДНАННЯ ПІД ЗАМОВЛЕННЯ**

28	Апарат для внутрішньо-порожнинних кишкових зрошень MIT - KT	Апарат призначений для внутрішньопорожнинних кишкових зрошень (гідроколонотерапії) з метою спорожнення товстого кишечника та видалення з його просвітів продуктів розпаду, гниття та токсинів. Комплект для ГКТ (за 1 шт )	142 600  140
----	---	--	--------------------

Ціна вказана в гривнях з урахуванням ПДВ та дійсна з 01.10.2024 р.

м.Київ, вул. Бориспільська 9, споруда ЗЖ, літера Х

Тел: +380 95 764 89 91, сервіс: +380 96 753 55 55

E-mail: [nmc.medintex@gmail.com](mailto:nmc.medintex@gmail.com), <http://www.medintex.com>.

**Відправка апаратури: самостійний вивіз чи за рахунок покупця.**



№	МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА АВТОР ТА НАЗВА	ГРН
1	И.З. Самосюк, В.П. Лысенко, М.В. Лобода “Лазеротерапия и лазеропунктура в клинической и курортной практике”. 1998 г.	250
2	И.З.Самосюк, Н.В.Чухраев, Г.Е.Шимков, Е.Э.Лавриненко, Н.И.Самосюк, Е.В.Парамончик “Терапия ультразвуковыми волнами (низко- и высокочастотная ультразвуковая терапия)”.– Выпуск 12. 2003 г.	250
3	И.З.Самосюк, В.М.Мавродий, Л.И.Фисенко “Физиотерапия, физиопунктура и бальнеолечение гастроэнтерологическими и некоторых сопутствующих заболеваний”.1998г.	290
4	И.З. Самосюк и соавторы “Руководство по электропунктурной диагностики.” (Накатани-тест) Издание третье. 2005 г.	230
5	И.З. Самосюк, Н.В. Чухраев, Терещенко А.П., Гунько М.А. “Вакуумный массаж”. 2020 г.	360
6	Н.І. Самосюк, О.М. Чухраєва і співавт, «Синглетно-киснева терапія». Нормативно-методичний посібник. Київ	250
7	И.З.Самосюк, Малюта И.В., Н.В.Чухраев. «Лечение болевых синдромов», Вена – 2016г.	450
8	КВЧ – пунктура. М. Н. Матяж, Н. В. Чухраев, Г. Е. Шимков. Киев – 2001	200
9	Медична реабілітація: сучасні стандарти, тести, шкали та критерії ефективності. Низькоінтенсивна резонансна фізіотерапії і її застосування в реабілітаційній медицині. Посібник /В.П.Лисенюк, І.З.Самосюк, Л.І.Фісенко та інш. Київ, 2007	450
10	Современные методы механотерапии в медицинской реабилитации. Научно-методическое пособие. Киев-2009	250
11	Сахарный диабет: физиотерапевтические и комплементарные методы лечения (научно-методическое пособие). Киев – 2010.	200
12	Медицинская реабилитация постинсультных больных. Киев, «Здоровье» - 2010 г. Под редакцией И.З.Самосюка, В.И.Козьявкина, М.В.Лободы	350
13	И.З.Самосюк, Н.И.Самосюк, С.Н.Федоров, В.Н.Залесский. 50 лет лазерной медицины: горизонты лазеропунктуры – современной технологии рефлексотерапии. Медико-биологическое применение лазеров. Выпуск 8.	400
15	Самосюк І.З., Владимиров А.А., Чухраев Н.В., Малюта В.І., Самосюк Н.І., Чухраєва Є.М., Гунько М.О. Магнітолазероультразвукова терапія. Інноваційні технології фізичної та реабілітаційної медицини. Київ – 2024. – 320 с.	590
16	Чухраєва Е.Н. Аппаратные методы в косметологии. Программы ухода за лицом с элементами косметологической психологии. /Е.Н. Чухраева и соавт. /под. ред. проф. Н.В.Чухраева, проф. В.А.Жукова. К.: НМЦ «МЕДИНТЕХ», 2020.- 148 с.	300

Ціна вказана в гривнях з урахуванням ПДВ та дійсна з 01.10.2024 р.

м.Київ, вул. Бориспільська 9, споруда ЗЖ, літера Х

Тел: +380 95 764 89 91, сервіс: +380 96 753 55 55

E-mail: [nmc.medintex@gmail.com](mailto:nmc.medintex@gmail.com), <http://www.medintex.com>.

**Відправка апаратури: самостійний вивіз чи за рахунок покупця.**